

Basic Precautions

1. Before assembling and/or using the commode, please read and be sure to clearly understand this instruction sheet. Failure to do so could result in personal injury and/or damage to the commode.
2. Examine the commode for any damages that may have occurred during shipping. Do not use the commode if there is apparent damage. Please contact your dealer for repairs and/or for information on how to return the product.
3. Make sure that the toilet seat is at room temperature before installing it if it has been exposed to cold. Failure to do so could result in the breakage of the commode and/or possible injury.
4. Users with limited physical capability should be supervised and/or assisted while using the commode.

Maintenance

1. We recommend that you regularly verify that all the hardware parts are properly tightened.
2. This commode can be easily cleaned with mild liquid household cleaners. Avoid the use of harsh solvents, abrasive powders or scouring pads.
3. If a mechanical defect appears, contact your maintenance personnel for repair. Never use a defective commode.

Lifetime Limited Warranty

Your AMG Home Care Commode is warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use. The warranty does not extend to non-durable components which are subject to normal wear and replacement.



Précautions de base

1. Afin d'éviter des blessures et /ou d'endommager la chaise d'aisance, assurez-vous d'avoir bien lu et compris le présent feuillet avant de l'assembler et/ou de l'utiliser.
2. Veuillez vérifier que la chaise d'aisance n'a pas été abîmée pendant le transport. Ne pas utiliser la chaise d'aisance si elle semble endommagée. Le cas échéant, communiquer avec votre distributeur pour réparation, échange ou remboursement.
3. S'il a été exposé au froid, assurez-vous que le siège est à la température ambiante avant de l'installer. Une négligence à cet effet pourrait entraîner un bris de la chaise d'aisance et/ou des blessures.
4. Toujours offrir de l'aide ou une surveillance adéquate à un utilisateur ayant des limitations physiques lorsqu'il utilise la chaise d'aisance.

Entretien

1. Nous vous recommandons de vous assurer régulièrement que les vis, écrous et boulons sont fixés solidement.
2. Cette chaise d'aisance peut être nettoyée facilement à l'aide d'un détergent liquide doux. Éviter l'utilisation de solvant, de poudre abrasive ou de tampon à récurer.
3. En cas de bris mécanique, faire réparer votre chaise d'aisance par une personne qualifiée. Ne jamais utiliser une chaise d'aisance endommagée.

Garantie limitée à vie

Votre chaise d'aisance AMG à rangement compact est garantie contre tout défaut de matériel ou de fabrication sous une utilisation normale. Cette garantie n'inclut pas les pièces non durables, qui sont sujettes à l'usure normale et au remplacement.

Questions? Comments? / Questions ou commentaires?
www.amgmedical.com • 1-800-363-2381

Model / Modèle : 770-315
AMG Medical Inc. Montreal, QC H4T 1V5

REV 1 0706 P/N 810-264



Assembly Instructions

IMPORTANT: Read the information and precautions on the back of this document before assembling / using this commode.

Instructions d'assemblage

IMPORTANT : Bien lire les informations et consignes de sécurité à l'arrière de ce document avant d'assembler et /ou d'utiliser cette chaise d'aisance.





Model / Modèle : 770-315

Assembly Instructions

Instructions d'assemblage



- 1** Push the side frames (B) into the extension legs (A) until the pop pins (C) snap firmly into place. Ensure that all 4 legs are adjusted to the same height.

Insérer les bouts de chaque châssis latéral (B) dans les pattes inférieures (A) jusqu'à ce que les goupilles (C) soient complètement engagées. S'assurer que les quatre pattes soient de la même hauteur.




- 2** Align and insert the side frame tubing (B) into the crossbar frame (D). Align the holes in the crossbar and side frame, then insert the E-clip (E) until it locks into place. Repeat for the remaining three alignments.

Aligner et insérer les châssis latéraux (B) dans les barres transversales (D). Aligner les trous puis y insérer une pince en E (E) tel qu'illustré, jusqu'à ce qu'elle verrouille les deux châssis en place. Répéter cette étape pour les trois autres embranchements.




- 3** Align the holes in the backrest (F) with the side frame (B) holes. Insert the bolts (G) into the holes. Place the washers (H) and wing nuts (I) on the bolts as illustrated. Tighten the wing nuts (I) to secure.

Aligner les trous de l'appui-dos (F) avec les trous correspondants des châssis latéraux (B). Insérer les boulons (G) dans les trous et y placer les rondelles (H) et écrous à oreilles (I) tel qu'illustré. Serrer les écrous à oreilles (I) afin de bien fixer l'assemblage.




- 4** Install the commode pail (J) by sliding it over the pail holder of the crossbar.

Placer le seau (J) sur les traverses du châssis.



- 5** Align the toilet seat clamps on the crossbar rails. Push down on the seat (K) until the clamps firmly snap into place. Repeat with the toilet seat cover (L), ensuring to align it correctly on either side of the seat before pressing to secure it into place.

Placer les pinces du siège de toilette (K) sur les barres transversales du châssis en prenant soin d'aligner le siège correctement. Pousser fermement sur les pinces afin de fixer le siège sur le châssis. Répéter cette étape avec le couvercle (L), en prenant soin de placer les pinces du couvercle de part et d'autre de celles du siège avant de le fixer en place.



- 6** To adjust the height of the commode after it has been assembled, turn the commode upside down with the pop pin holes facing you. Adjust each leg one at a time by pressing its pop-pin (A), sliding the leg to the desired hole location, and allowing the pop pin (B) to snap into place.

Pour ajuster la hauteur de la chaise d'aisance après l'avoir assemblée, retournez-la à l'envers, les goupilles face à vous. Ajuster chaque patte, une à la fois, en appuyant sur la goupille et en glissant la patte jusqu'au trou désiré. Assurez-vous que la goupille soit complètement engagée avant d'ajuster les autres pattes.

