

Lifetime Limited Warranty

Your A.M.G. Medical Inc. product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This product has been built to provide you with reliable service throughout its useful life. It meets strict quality standards designed to ensure the product can play its role, as expected. The Lifetime Limited Warranty is a sign of our commitment to deliver the value that we have promised to you.

This warranty does not cover device failure due to owner alteration, misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

For warranty service and general inquiries in Canada and the U.S., call our customer service team at 1-800-363-2381.

Garantie limitée à vie

A.M.G. Médical Inc. garantit à vie ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur du produit neuf.

Ce produit a été conçu pour vous fournir un service fiable tout au long de sa durée de vie. Il répond à des normes de qualité strictes conçues afin d'assurer un produit qui saura correspondre à vos attentes. La garantie limitée à vie témoigne de notre engagement à fournir un produit de qualité tel que vous nous l'avons promis.

Toute altération, abus, usage impropre ou dommage accidentel annule cette garantie. La garantie ne couvre pas les composants non-durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent un remplacement périodique.

Pour le service, ou pour toutes questions au Canada et aux États-Unis, contactez notre service à la clientèle au 1-800-363-2381.

To learn more about this or any other **A.M.G.** product, please contact your **A.M.G. Medical Inc.** representative or call toll-free: **1-800-363-2381**.

Pour en savoir plus sur les produits d'**A.M.G. Medical Inc.**, communiquez avec votre représentant **A.M.G.** ou composez sans frais le **1-800-363-2381**.



A.M.G. Medical Inc.
Montréal, Québec
H4T 1V5 Canada
www.amgmedical.com

MedPro®

The Professional Choice
Le choix des professionnels

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Hamper Stand Support de panier à linge






Figure 1

Step 1

Fasten locking casters to the front end of base. Fasten non-locking casters to the rear end of base. Use (1) each of the 3/8" lockwasher (H).

Step 2

Insert the (2) tubular uprights (B) until their snap pins interlock with the pin holes in base (A). (Figure 2)

Step 3

Attach the tubular top frame and lid subassembly (C) to the tubular uprights (B) until the snap pins interlock with the hole in the tube. (Figure 2)

Step 4

Assemble bag holder rod (E) through one of the tubular upright (B). Insert the vinyl pouch (F) and through the other tubular upright. Secure ends using the (2) 1/4" lock nuts (G).

Step 5

Connect the 2 rod pieces (D) by securing the nut.

Step 6

Assemble one end of each connecting rod (D) through the holes in lid. (Figure 3) The rod ends must face outward. Secure the ends with the 1/4" lock nuts and plastic washer.

Step 7

Assemble the opposite ends of the rods into the foot pedal. (Figure 4) The rod ends must face inward. Secure the ends with the 1/4" lock nuts and plastic washer.

Étape 1

Fixer les roulettes avec verrou à l'avant de la base et les roulettes sans verrou à l'arrière. Pour chaque roulette, utiliser une (1) rondelle 3/8" (H).

Étape 2

Insérer les deux (2) tubes verticaux (B) dans la base (A) jusqu'à ce que les boutons-poussoirs soient verrouillés. (Figure 2)

Étape 3

Insérer le cadre supérieur et le couvercle (C) dans les tubes verticaux (B) jusqu'à ce que les boutons-poussoirs soient verrouillés. (Figure 2)

Étape 4

Insérer la tige du porte-sac (E) dans un des tubes verticaux (B). Insérez la tige dans le sac de vinyle (F) et dans l'autre tube vertical. Fixer-la en utilisant les deux (2) contre-écrous de 1/4" (G).

Étape 5

Connecter les deux embouts de chaque bielles (D) à l'aide des écrous.

Étape 6

En vous assurant que les embouts soient tournés vers l'extérieur, insérer un embout de chaque bielle (D) dans les trous situés dans le couvercle. Fixer à l'aide des contre-écrous de 1/4" et de la rondelle de plastique. (Figure 3)

Étape 7

Assembler les autres embouts des bielles dans la pédale en vous assurant qu'ils soient tournés vers l'intérieur. (Figure 4) Verrouiller à l'aide des contre-écrous de 1/4" et de la rondelle de plastique.