



NOUVEAU !

Elastitube^{MC}

La marque de confiance des professionnels de la santé vous offre maintenant un jersey tubulaire de choix.



Doux pour la peau

- Sans latex, ce qui permet d'éviter les irritations de la peau.
- Reste en place sur les blessures et les endroits sensibles pour aider à protéger la peau.

Autoclavable

- Peut être stérilisé au besoin.

Hydrofuge

- Jersey tubulaire continu, hydrofuge et fait de coton de première qualité.

Pratique

- Offre plusieurs avantages lorsque comparé aux simples pansements de gaze : Elastitube tient de lui-même (nul besoin de l'enrouler) et permet la liberté de mouvement.

Un emballage adapté à vos besoins

- La taille est indiquée sur plusieurs surfaces, ce qui permet de la distinguer en un coup d'œil.
- Boîte-distributrice facile à utiliser : il suffit de pousser puis de tirer sur la languette perforée pour accéder au produit.
- Du côté distributeur, une silhouette indique les zones d'application appropriées pour la taille choisie.
- À l'arrière de la boîte, un tableau indique chaque taille disponible et ses zones d'application.





NOUVEAU !

Elastitube^{MC}

Parfait pour plusieurs types d'application :

- Agit comme barrière protectrice entre la peau et le plâtre couvrant un membre fracturé.
- Idéal tant pour la chirurgie plastique qu'en dermatologie.
- S'utilise aussi comme bandage de traction, pour couvrir les attelles et la rembourrure de coton.

Taille	N° d'article	Zones d'application	Longueur approx.	Largeur approx.*
1	118-571	Doigts et orteils	20 m (21,9 vg)	1,5 cm (0,59")
2	118-572	Doigts et orteils (grand)	20 m (21,9 vg)	2,5 cm (0,98")
3/4	118-573	Bras (enfant) et doigt avec attelle (adulte)	20 m (21,9 vg)	3,5 cm (1,38")
5/6	118-575	Jambes (enfant, adulte – petit) et bras (adulte)	20 m (21,9 vg)	6 cm (2,36")
7/8	118-576	Tête (enfant) et jambes (adulte – moyen)	20 m (21,9 vg)	8 cm (3,15")
9	118-577	Tête (adulte) et jambes (adulte – grand)	20 m (21,9 vg)	10 cm (3,94")

* Non étiré. La largeur exacte du produit peut varier selon l'effet des facteurs ambiants.

Sans latex, Elastitube est fait de coton pur à 100%.



Pour en savoir plus sur MedPro[®] Elastitube^{MC} ou sur tout autre produit AMG, communiquez avec votre représentant AMG, composez sans frais le 1-800-363-2381 ou visitez : www.amgmedical.com.

AMG AMG Médical inc.
Montréal, QC H4T 1V5
www.amgmedical.com



REV. 1.0 1204